

Ogłoszenie nr 510051367-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM: Dostawa chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 550033479-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Krajowy numer identyfikacyjny 001024043, ul. Andrzeja Sołtana 24, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 22 273 19 60, e-mail przetargi@polatom.pl, krzysztof.maletka@polatom.pl, faks 22 718 03 50.

Adres strony internetowej (url): www.polatom.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Instytut Badawczy

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

04/P/2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM fabrycznie nowego urządzenia laboratoryjnego - chromatografu gazowego (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wraz z zestawem komputerowym. Zamawiane urządzenie laboratoryjne wraz z akcesoriami musi spełniać parametry techniczne oraz inne wymagania określone w Załączniku A - Specyfikacja techniczna.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38432210-7

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2020**

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 89000.00

Waluta PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka  
Spółka Jawna

Email wykonawcy: biuro@shim-pol.pl,

Adres pocztowy: ul. Lubomirskiego 5; Izabelin; Polska

Kod pocztowy: 05-080

Miejscowość: Izabelin

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 89000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 89000.00

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

#### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp.

#### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Obecnie Zamawiający posiada w pełni sprawne urządzenia i akcesoria, umożliwiające działanie chromatografu gazowego z detektorem płomieniowa- jonizującym i wraz z nim używane, takie jak analizator fazy nadpowierzchniowej (headspace) HS 20, dozownik automatyczny AOC-20i oraz oprogramowanie LabSolutions wersja 5.57. Opisane wyżej urządzenia i akcesoria są kompatybilne jedynie z chromatografem tego samego producenta, jaki był dotychczas eksploatowany przez zamawiającego. W szczególności dozownik automatyczny AOC-20i jest montowany na górnej części chromatografu, musi idealnie pasować do portu nastrzykowego a jednocześnie zasilany jest wyłącznie z chromatografu. Podobnie jest również w przypadku headspace'a HS-20- jego instalacja wymaga ingerencji w chromatograf. Zakup chromatografu gazowego innego producenta spowodowałby, że wspomniane wcześniej urządzenia, które są niezbędne do wykonywania niemal wszystkich prac badawczych, wdrożeniowych i rutynowych, nie mogłyby zostać wykorzystane. Konieczny byłby wtedy zakup tych akcesoriów: dozownika, headspace'a i oprogramowania, pomimo tego, iż jak wskazano wyżej urządzenia te i akcesoria są posiadane przez zamawiającego i są w pełni sprawne technicznie. W konsekwencji w celu zapewnienia kompatybilności technicznej chromatografu z posiadaną przez niego pozostałą infrastrukturą, co ma charakter obiektywny, zamawiający może dokonać zakupu jedynie chromatografu tożsamego z posiadanym dotychczas, który uległ awarii. Dodać należy, iż sumaryczny koszt urządzeń i akcesoriów umożliwiających pracę chromatografu przewyższa jego wartość, co stanowi dodatkowy argument o charakterze gospodarczym a dokonanie zakupu ww. chromatografu z wolnej ręki będzie zgodne z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej.